



4. Påfør blod på teststrimmelen.

Bring bloddråpen til det hvite området ved enden av teststrimmelen. Blodet trekkes inn i teststrimmelen.

Hold blodet inntil teststrimmelen til du ser 3 korte linjer på målerskjermen. Dette betyr at du har påført nok blod.

Merknader:

- Hvis du måler blodsukker, vil du se en nedtelling på 5 sekunder. Hvis du måler blodketon, vil du se en nedtelling på **10 sekunder**.
- **Ikke** fjern teststrimmelen fra måleren under nedtellingen.
- Hvis nedtellingen ikke starter, har du kanskje ikke påført nok blod på teststrimmelen. Se bruksanvisning for teststrimlene for instruksjoner om gjenpåføring. Hvis nedtellingen fortsatt ikke starter, fjern den brukte strimmelen og kasser den på egnet måte. Start en ny måling med en ny teststrimmel.

