



1. Åpne foliepakken med teststrimler ved hakket, og riv nedover for å ta ut teststrimmelen.



2. Sett teststrimmelen inn i måleren til den stopper. Dette gjør at måleren slår seg på.

Merknader:

- Kontroller at målerskjermen virker slik den skal hver gang du slår måleren på. Hvis du ser hvite segmenter i den svarte av-skjermen eller svarte segmenter i den hvite testskjermen, kan det ha oppstått problemer med måleren. (Se avsnitt 5, Gjør deg kjent med måleren, for flere opplysninger)
- Måleren slås av etter 3 minutter uten aktivitet. Fjern og sett den ubrukte teststrimmelen inn på nytt for å starte måleren igjen.

💧 blinker for å vise at måleren er klar til påføring av en prøve på teststrimmelen.

Merk: KET vises på skjermen hvis du har satt i en lilla blodketonstrimmel.

